


## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Nup54ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z3B4

商品番号: CM0015308



### 前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗NUP54ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNUP54タンパク質（約55 kDa）を検出します。核膜孔複合体および核細胞質間輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | NUP54 ウサギ pAb                                                   |
| 備考/別名      | NUP54                                                           |
| 種          | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 53371                                                           |
| 遺伝子ID      | 53371                                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトNUP54 (NP_059122.2)のアミノ酸100-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| 適用         | WB, ELISA                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS      | Q7Z3B4                                                          |
| タンパク質分子量   | 55kDa                                                           |
| 発送         | 保冷バッグ                                                           |