


Wb、Ip、Elisa用抗Nup62モノクローナル抗体 - P37198

商品番号: CM0002200



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みの抗NUP62ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNUP62と反応します。核細胞質輸送および細胞分裂の進行に関与する核膜孔複合体タンパク質を標的とします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP62 Rabbit mAb
備考/別名	p62, IBSN, SNDI, NUP62
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23636
GeneID	23636
免疫原	ヒトNUP62 (P37198) のアミノ酸423-522領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37198
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋