


抗Nup62ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P37198

商品番号: CM0020001



前書き

核質輸送と分裂期調節に関与する核孔複合体の構成要素であるヒトNUP62を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションでの使用が検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP62 Rabbit pAb
別名	p62; IBSN; SNDI; NUP62
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23636
遺伝子ID	23636
免疫原	ヒトNUP62 (NP_036478.2) のアミノ酸403-522番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P37198
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋