


Wb、Elisa用 抗Nup93 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N1F7

商品番号: CM0027379



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用のNUP93 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNUP93を検出します。核膜孔複合体の構築およびポドサイト遊走研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NUP93 ウサギ pAb
備考/別名	NIC96; NUP93
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9688
GeneID	9688
免疫原	ヒトNUP93 (NP_055484.3) のアミノ酸670-819に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N1F7
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ