

Nup98 ポリクローナル抗体 - Wb、If/Icc、Elisa対応 - P52948

商品番号: CM0014393



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、核質輸送に関与する核孔複合体タンパク質であるNUP98を標的としています。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みであり、ヒトおよびマウスのNUP98を認識するため、NPC集合体およびトラフィッキング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP98 Rabbit pAb
略号/別名	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4928
免疫原	ヒトNUP98 (NP_624357.1) のアミノ酸621〜920番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52948
タンパク質分子量	198kDa
輸送方法	保冷剤