

Anti-Nup98 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P52948

商品番号: CM0007086



前書き

WBおよびELISA用に検証されたNUP98 Rabbit mAb。ヒト、マウス、およびサルの種類にわたる内在性NUP98を検出します。核膜孔複合体の輸送および組み立て研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP98 Rabbit mAb
備考/別名	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
種	ヒト
遺伝子ID	4928
免疫原	ヒトNUP98 (NP_001352055.1) のアミノ酸712-863に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、サル
SWISS	P52948
タンパク質分子量	198kDa
配送	アイスバッグ