

WbおよびElisa用Anti-Nusap1ポリクローナル抗体 - Q9Bxs6

商品番号: CM0019201

前書き

NUSAP1 (aa 1-61) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのNUSAP1と反応します。分裂期および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUSAP1 Rabbit pAb
備考/別名	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51203
免疫原	ヒトNUSAP1 (NP_060924.4) のアミノ酸1-61に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BXS6
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ