

Wb、If/Icc、Elisa用抗Nutf2ウサギポリクローナル抗体 - P61970

商品番号: CM0013620



前書き

ヒトNUTF2（NTF2/PP15）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。核細胞質間輸送の研究に最適です。ヒトおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUTF2 Rabbit pAb
備考/別名	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10204
遺伝子ID	10204
免疫原	ヒトNUTF2（NP_005787.1）のアミノ酸1～127に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P61970
タンパク質分子量	14 kDa
輸送条件	保冷バッグ