

## Wb、Ip、Elisa用抗Nxf1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ubu9

商品番号: CM0008727



## 前書き

ヒトのWB、IP、ELISAで検証済みの高品質な抗NXF1（TAP）ウサギモノクローナル抗体。主要なmRNA輸送受容体である核RNA輸送因子1を標的とします。予測分子量は70 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | NXF1ウサギmAb                                           |
| 備考／別名      | TAP; MEX67; NXF1                                     |
| 種          | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 10482                                                |
| GeneID     | 10482                                                |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトNXF1（Q9UBU9）のアミノ酸1〜92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、IP、ELISA                                          |
| 交差反応性      | ヒト                                                   |
| SWISS      | Q9UBU9                                               |
| タンパク質分子量   | 70kDa                                                |
| 配送         | 保冷バッグ                                                |