

WbおよびElisa用 抗Nxf1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubu9

商品番号: CM0029590



前書き

ヒトNXF1（TAP/MEX67）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。mRNA輸送および核内輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NXF1 ウサギ pAb
備考/別名	TAP; MEX67; NXF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10482
GeneID	10482
免疫原	合成ペプチド：ヒトNXF1（NP_006353.2）のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBU9
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ