

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Nxt2 ポリクローナル抗体 - Q9Npj8

商品番号: CM0015571

前書き

ヒトNXT2（NTF2-related export protein 2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。mRNAおよびタンパク質の核輸出研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NXT2 ウサギ pAb
備考/別名	P15-2; NXT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55916
GeneID	55916
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNXT2（NP_061168.2）のアミノ酸110-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPJ8
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ