

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ny-Eso-1 ポリクローナル抗体 - P78358

商品番号: CM0026725



前書き

ヒトNY-ESO-

1 (CTAG1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。NY-ESO-1は様々ながんおよび精巣で発現するため、がん/精巣抗原研究に最適。アミノ酸1-100に対し作製。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NY-ESO-1 ウサギ pAb
備考/別名	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1485
GeneID	1485
免疫原	ヒトNY-ESO-1 (NP_001318.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78358
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ