

Wb、Elisa用抗Ny-Eso-1ウサギモノクローナル抗体 - P78358

商品番号: CM0002683



前書き

ヒト癌・精巢抗原NY-ESO-1 (CTAG1) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み、18kDaのバンドを検出し、腫瘍学および免疫診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NY-ESO-1 ウサギmAb
別名	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1485
GeneID	1485
免疫原	ヒトNY-ESO-1のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド (P78358)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78358
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋