

## ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Nyx ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzu5

商品番号: CM0025472

### 前書き

ヒトNyctalopin (NYX)  
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスに反応性を示します。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに適しています。網膜生物学および視覚障害研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NYX ウサギ pAb                                                      |
| 備考/別名       | CLRP; NBM1; CSNB1; CSNB4; CSNB1A; NYX                            |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 60506                                                            |
| GeneID      | 60506                                                            |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトNYX (NP_072089.1) のアミノ酸282-481に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                        |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                           |
| SWISS       | Q9GZU5                                                           |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                                            |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                            |