

Wb、Elisa用 Anti-Oaf ポリクローナル抗体 - Q86Ud1

商品番号: CM0014758

前書き

ヒトOAFを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットOAFとの交差反応性あり。ウイルス研究やプロテオミクス応用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAF Rabbit pAb
備考/別名	NS5ATP13TP2; OAF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	220323
免疫原	ヒトOAF (NP_848602.1) のアミノ酸28-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q86UD1
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ