


Wb、Elisa用抗Oas1ポリクローナル抗体 - P00973

商品番号: CM0020953



前書き

ヒトOAS1（2'-5'-オリゴアデニル酸合成酵素1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。自然免疫抗ウイルス研究ならびにIVD開発に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OAS1 Rabbit pAb
備考／別名	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
生物種	ヒト
GeneID	4938
免疫原	ヒトOAS1（NP_058132.2）のアミノ酸1-364に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00973
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤