


WbおよびElisa用Anti-Oas1ラビットポリクローナル抗体 - P00973

商品番号: CM0015205



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションでバリデーションされたOAS1ラビットポリクローナル抗体。ヒトOAS1を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。抗ウイルス自然免疫および2-5A経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAS1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4938
遺伝子ID	4938
免疫原	ヒトOAS1 (NP_058132.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P00973
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋