

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Oas3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6K5

商品番号: CM0026785



前書き

OAS3ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。自然免疫および抗ウイルス研究に適しています。タンパク質分子量は121 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAS3 ウサギ pAb
別名/略称	p100; p100OAS; OAS3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4940
GeneID	4940
免疫原	ヒトOAS3 (NP_006178.2) のアミノ酸320～620番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K5
タンパク質分子量	121kDa
発送方法	氷袋