

Anti-Oasl ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15646

商品番号: CM0022738



前書き

ヒトOASL (2'-5'-オリゴアデニル酸合成酵素様タンパク質) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのOASLと交差反応します。抗ウイルス免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OASL Rabbit pAb
備考/別名	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-oligoadenylate synthetase like
種	ヒト
遺伝子ID	8638
免疫原	ヒトOASL (NP_003724.1) のアミノ酸1-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15646
タンパク質分子量	29kDa/43kDa/59kDa
配送	アイスバッグ