

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Oatモノクローナル抗体 - P04181

商品番号: CM0009154



前書き

ヒトOAT（オルニチンアミノトランスフェラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸代謝およびミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] OATウサギmAb
備考／別名	OKT; GACR; HOGA; OATASE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4942
遺伝子ID	4942
免疫原	組換えタンパク質[ヒトOAT (NP_000265.1) のアミノ酸160～439に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04181
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ