

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Oat ウサギポリクローナル抗体 - P04181

商品番号: CM0026423



前書き

ヒトOAT（SWISS P04181）を標的とするウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのOATを検出。アミノ酸代謝およびミトコンドリア疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OAT ウサギ pAb
備考/別名	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4942
遺伝子ID	4942
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04181
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ