

If/Icc、Elisa用 抗Oat3ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcc7

商品番号: CM0024439

前書き

ヒトOAT3に対するウサギポリクローナル抗体。IF/IC CおよびELISAで検証済み。腎臓の薬物排泄および解毒研究に重要な基底側有機アニオン輸送体SLC22A8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAT3ウサギpAb
備考/別名	OAT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9376
遺伝子ID	9376
免疫原	ヒトOAT3 (NP_004245.2)のアミノ酸32-123に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q8TCC7
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ