

抗Oat3/Slc22A8 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Tcc7

商品番号: CM0025497

前書き

本製品はヒトOAT3/SLC22A8タンパク質を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、アミノ酸443-542番を標的としています。腎トランスポーターや薬物動態研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAT3/SLC22A8 ウサギpAb
別名	OAT3; OAT3/SLC22A8
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9376
GeneID	9376
免疫原	ヒトOAT3/SLC22A8（NP_004245.2）のアミノ酸443-542番領域に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TCC7
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤同梱