

抗Oaz1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P54368

商品番号: CM0029780



前書き

WBおよびELISAで検証済みのOAZ1ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。ポリアミン代謝とODC分解を制御します。組換え免疫原を使用しており、分子量は約25 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OAZ1 Rabbit pAb
別名	AZI1; AZI; OAZ; OAZ1
対象種	ヒト
遺伝子ID	4946
免疫原	ヒトOAZ1（NP_004143.1）のアミノ酸1-68番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54368
タンパク質分子量	約25 kDa
輸送方法	水袋