


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Obscnポリクローナル抗体 - Q5Vst9

商品番号: CM0021061



前書き

ヒトOBSCNを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAに適用可能です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。横紋筋およびサルコメア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OBSCN ウサギ pAb
別名	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84033
遺伝子ID	84033
免疫原	ヒトOBSCN (NP_443075.3) のアミノ酸1621~1710に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VST9
タンパク質分子量	868kDa
発送方法	氷袋