

Wb、Elisa用抗Oca2ウサギポリクローナル抗体 - Q04671

商品番号: CM0027603

前書き

ヒトOCA2/Pタンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。メラニン生成、色素沈着、および目の色の研究に適しています。氷冷で配送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OCA2 Rabbit pAb
備考/別名	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4948
GeneID	4948
免疫原	ヒトOCA2 (NP_000266.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04671
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋