

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗オクルディン モノクローナル抗体 - Q16625

商品番号: CM0007506



前書き

ヒトオクルディン (Q16625)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。タイトジャンクションの生物学およびHCV侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オクルディン ウサギ mAb
備考/別名	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	100506658
遺伝子ID	100506658
免疫原	ヒトオクルディン (NP_001192183.1) のアミノ酸405-522AA内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16625
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ