

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗オクルディン ウサギポリクローナル抗体 - Q16625

商品番号: CM0030566



前書き

ヒト、マウス、ラットのタイトジャンクションタンパク質と交差反応性を示し、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されたオクルディン
ウサギポリクローナル抗体。細胞間透過性およびC型肝炎ウイルス（HCV）侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Occludin Rabbit pAb
備考/別名	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100506658
GeneID	100506658
免疫原	ヒト オクルディン (NP_002529.1) のアミノ酸 400-522 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16625

タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ