

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ociad1ポリクローナル抗体 - Q9Nx40

商品番号: CM0017808

前書き

ヒトOCIAD1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。幹細胞および癌研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OCIAD1 ウサギpAb
備考／別名	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54940
GeneID	54940
免疫原	ヒトOCIAD1 (NP_060300.1) のアミノ酸1〜245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NX40
タンパク質分子量	28kDa
発送	水袋梱包