

Anti-Ociad2 ポリクローナル抗体（Wb用） - Q56VL3

商品番号: CM0015620

前書き

ヒトサンプルでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みの高品質なOCIAD2ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア複合体IIIの組み立ておよびSTAT3シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	OCIAD2 Rabbit pAb
備考/別名	OCIAD2
種	ヒト
GeneID	132299
免疫原	ヒトOCIAD2（NP_689611.1）のアミノ酸1-99に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q56VL3
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスパック