

抗Ocr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q01968

商品番号: CM0020931



前書き

ヒトOCRL（Q01968）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。エンドソーム輸送と繊毛機能に関与するイノシトールポリリン酸5-ホスファターゼを検出します。ローウ症候群研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] OCRL ウサギpAb
備考/別名	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4952
遺伝子ID	4952
免疫原	ヒトOCRL（NP_001578.2）のアミノ酸1〜220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01968
タンパク質分子量	104kDa
配送方法	氷袋