

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Oct4 ラビットポリクローナル抗体 - Q01860

商品番号: CM0029987



前書き

WB、IHC-P、ELISA用 OCT4

ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのOCT4（胚性幹細胞の多能性に関わる重要な転写因子）と反応します。発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OCT4 Rabbit pAb
備考/別名	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
種	ヒト
GeneID	5460 (ヒト)
免疫原	ヒト 4-oct (NP_002692.2) のアミノ酸210-310領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q01860
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋