

抗Odc1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P11926

商品番号: CM0019532



前書き

ヒトODC1（オルニチン脱炭酸酵素）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ポリアミン生合成および細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ODC1 ウサギ pAb
別名	ODC; BAES; NEDBA; NEDBIA; ODC1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4953
遺伝子ID	4953
免疫原	ヒトODC1 (NP_002530.1) のアミノ酸1〜280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11926
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋