

WbおよびElisa用Anti-Odf1ポリクローナル抗体 - Q14990

商品番号: CM0022713

前書き

ヒトODF1に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応性を示します。精子尾部外側繊維および精子形成研究に適しています。タンパク質分子量は28kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ODF1 Rabbit pAb
備考/別名	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4956
GeneID	4956
免疫原	ヒトODF1 (NP_077721.2) のアミノ酸80-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14990
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋