

Anti-Odf2 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q5Bjf6

商品番号: CM0016524

前書き

ヒトODF2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのODF2（約95 kDa）を検出。中心体/中心小体および精子尾部の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ODF2 Rabbit pAb
備注/別名	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4957
免疫原	ヒトODF2 (NP_702911.1) のアミノ酸630-829に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5BJF6
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバッグ