

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ogdhモノクローナル抗体 - Q02218

商品番号: CM0003151



前書き

ヒトOGDHに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。クエン酸回路および代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGDH ウサギ mAb
備考/別名	Elk; Elo; KGD1; OGDH; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-EI; OGDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4967
GeneID	4967
免疫原	ヒトOGDH (NP_002532.2) のアミノ酸869-1023に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02218
タンパク質分子量	116 kDa
発送	保冷バッグ