

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ogdhポリクローナル抗体 - Q02218

商品番号: CM0030231



前書き

OGDHウサギpAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼE1(OGDH)を検出するためのポリクローナル抗体です。クレブス回路およびミトコンドリア代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGDH ウサギ pAb
備考/別名	Elk; Elo; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4967
GeneID	4967
免疫原	ヒトOGDH (NP_001003941.1) のアミノ酸148～427に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02218
タンパク質分子量	116kDa
発送	保冷剤