

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Ogdhウサギポリクローナル抗体 - Q02218

商品番号: CM0016329



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで使用可能なAnti-OGDHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのOGDH（クエン酸回路における重要なミトコンドリア酵素）を検出します。代謝およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGDH Rabbit pAb
備考/別名	Elk; Elo; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
種	ヒト
遺伝子ID	4967
免疫原	ヒトOGDH (NP_001003941.1) のアミノ酸148-427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02218
タンパク質分子量	116kDa
配送	氷袋