

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ogfrポリクローナル抗体 - Q9Nzt2

商品番号: CM0025478

前書き

ヒトOGFR（オピオイド成長因子受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。ヒト、マウス、ラットと反応します。成長調節およびオピオイドシグナル伝達の研究用途に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGFR ウサギ pAb
別名	OGFR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11054
GeneID	11054
免疫原	ヒトOGFR (NP_031372.2) のアミノ酸358～482番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Nzt2
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋