


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ogg1ウサギモノクローナル抗体 - O15527

商品番号: CM0008061



前書き

ヒトおよびラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのOGG1ウサギモノクローナル抗体。DNA修復酵素であるヒトOGG1（O15527）を標的とし、8-オキシグアニン損傷を切除します。がん研究および老化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGG1ウサギmAb
備考/別名	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4968
GeneID	4968
免疫原	ヒトOGG1（O15527）のアミノ酸246～345内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O15527
タンパク質分子量	39 kDa
輸送	保冷バッグ