


Wb・Elisa用 抗Ogg1 ウサギポリクローナル抗体 - O15527

商品番号: CM0020808



前書き

DNA修復研究向けのヒトOGG1（N-グリコシラーゼ/DNAリアーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで実証済みで、ヒトおよびマウスのOGG1と反応します。酸化的損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGG1 ウサギpAb
別名	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4968
遺伝子ID	4968
免疫原	ヒトOGG1 (NP_002533.1) のアミノ酸1-345番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	O15527
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋