


抗Ogg1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O15527

商品番号: CM0017670



前書き

ヒトOGG1（8-オキシグアニンDNAグリコシラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。N-グリコシラーゼ/DNAリアーゼを標的としたDNA修復研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGG1 ウサギ pAb
別名	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4968
免疫原	ヒトOGG1（NP_002533.1）のアミノ酸1-345番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15527
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋