


Wb、Elisa、Chip用抗Ogtモノクローナル抗体 - O15294

商品番号: CM0005656



前書き

O-

GlcNAc転移酵素（OGT）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ELISA、ChIPで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。O-

GlcNAc化、クロマチン調節、およびインスリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OGT Rabbit mAb
備考/別名	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8473
GeneID	8473
免疫原	合成ペプチド ヒトOGT (O15294) のアミノ酸947-1046領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15294
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスバッグ