


Anti-Ola1 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Ntk5

商品番号: CM0016822



前書き

ヒト OLA1 (DOC45, GTPBP9)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がん研究および細胞ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OLA1 Rabbit pAb
備考/別名	DOC45, GBP45, GTPBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
種	ヒト
GeneID	29789
免疫原	ヒト OLA1 (NP_037473.3) のアミノ酸 130-310 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NTK5
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ