


Olfm1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q99784

商品番号: CM0018060



前書き

ヒトOLFM1（Noelin）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実績があります。ヒトおよびマウスと反応します。軸索成長制御や神経発生の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OLFM1 ウサギpAb
別名	AMY; NOEI; OHF; NOELIN1; OLFM1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10439
遺伝子ID	10439
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q99784
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	保冷剤