

WbおよびElisa用Anti-Olfm4ウサギポリクローナル抗体 - Q6UX06

商品番号: CM0014623

前書き

ヒトOLFM4に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のOLFM4を検出します。がん研究および細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OLFM4 Rabbit pAb
備考/別名	GCL; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOlfD; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10562
GeneID	10562
免疫原	ヒトOLFM4 (NP_006409.3) のアミノ酸211-510に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UX06
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋