

抗Olig1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tak6

商品番号: CM0002173

前書き

ヒトOlig1（Q8TAK6）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのOlig1を認識し、グリオゲネシス、オリゴデンドロサイトの発生、グリオーマ生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Olig1 ウサギmAb
備考・別名	BHLHB6; BHLHE21; Olig1
種	ヒト
GeneID	116448
免疫原	ヒトOlig1（Q8TAK6）のアミノ酸172～271番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAK6
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤