

Wb、If、Ihc、Elisa用抗Olig2モノクローナル抗体 - Q13516

商品番号: CM0008064

前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのOlig2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるOlig2の内在性レベルを検出します。オリゴデンドロサイト、運動ニューロン、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Olig2ウサギmAb
備考／別名	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10215
GeneID	10215
免疫原	ヒトOlig2の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13516
タンパク質分子量	32 kDa
輸送条件	保冷バッグ