

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Olig2モノクローナル抗体 - Q13516

商品番号: CM0010971

前書き

ヒトOLIG2に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、IHC、ELISAで検証済み。オリゴデンドロサイトおよび運動ニューロンの分化決定、グリオジェネシス、グリオーマ形成の研究に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Olig2ウサギmAb
別名／エイリアス	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10215
GeneID	10215
免疫原	ヒトOLIG2（NP_005797.1）のアミノ酸168～323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13516
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷剤