

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Olig2ポリクローナル抗体 - Q13516

商品番号: CM0014733

前書き

ヒトOlig2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのOlig2を検出します。
。神経発達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Olig2 Rabbit pAb
備考/別名	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10215
遺伝子ID	10215
免疫原	ヒトOlig2 (NP_005797.1) のアミノ酸1-80内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13516
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋